



精准检测
PRECISE TESTING
股票代码: 870761



检测报告

TEST REPORT

东莞精准通检测认证股份有限公司
Dongguan Precise Testing & Certification Corp., Ltd.



Tel: 86-769-38808222
www.ptc-testing.com

Fax: 86-769-38808111
inquiry@ptc-testing.com



精准检测
PRECISE TESTING
股票代码: 870761

检测报告

报告编号: PTCHX01171122002C-CN01

日期: 2017 年 11 月 15 日

第 1 页 共 3 页

送样单位: 中源联合有限公司

地址: 香港九龙旺角旺角街道 33 号 7 楼 704 室

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: 固定器

品牌名称: 爱夫·玛遜

样品型号: F-machine Anchor

样品数量: 1

颜色: 黑色

收样日期: 2017 年 11 月 10 日

完成日期: 2017 年 11 月 15 日

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论
1	送测样品的测试材料	依据客户要求, 参考 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 - ROHS 4 项 (铅, 镉, 汞, 六价铬)	合格

检测结果: 请参见下页。

授权签字人:

东莞精准通检测认证股份有限公司

程剑雄

理化部总经理

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制

东莞精准通检测认证股份有限公司

东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园 D 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

http:// www.ptc-testing.com





检测报告

报告编号: PTCHX01171122002C-CN01

日期: 2017 年 11 月 15 日

第 2 页 共 3 页

检测结果:

RoHS - 铅、镉、汞、六价铬

方法: GB/T 26125-2011, 使用原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)和紫外可见分光光度计(UV-Vis)分析。

检测项目	铅	镉	汞	六价铬	判定
限量值(mg/kg)	1000	100	1000	阴性	
材料编号	结果(mg/kg)				判定
1	N.D.	N.D.	N.D.	阴性	

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
 2. N.D. = 未检测到 (小于 RL)。
 3. RL(报告限值) = 5mg/kg。
 4. 阴性 = 六价铬不存在。
 5. 阳性 = 六价铬存在: 50 平方厘米大小的样品表面的六价铬经过沸水萃取后其浓度等于或大于 0.02 毫克/千克。


测试材料清单

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目

材料编号	描述	位置
1	银色金属带黑色镀层	固定器

检测流程图:

1. 铅、镉、汞



本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制

东莞精准通检测认证股份有限公司

东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园 D 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

http:// www.ptc-testing.com






检测报告

报告编号: PTCHX01171122002C-CN01

日期: 2017 年 11 月 15 日

第 3 页 共 3 页

2. 六价铬 (金属)



样品照片:



报告完

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制

东莞精准通检测认证股份有限公司

东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园 D 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)

